

	<p>Bitte beachten Sie, dass das ifap praxisCENTER Windows 2000 oder Windows XP als Betriebssystem voraussetzt! Sollten Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, kontaktieren Sie bitte <u>vor</u> der Installation Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.</p>	○
!	<p>Bitte berücksichtigen Sie, dass der Installationsvorgang einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Wir empfehlen Ihnen daher, die Installation nur außerhalb bzw. am Ende der Sprechzeiten durchzuführen.</p>	!
+	<p>Bevor Sie die Installation durchführen, beenden Sie bitte ALBIS on WINDOWS und das ifap praxisCENTER an allen Arbeitsplätzen, da während der Installation an keinem Arbeitsplatz ALBIS on WINDOWS und ifap praxisCENTER gestartet sein darf.</p>	○
+	<p>!!! WICHTIGER HINWEIS !!!</p> <p>Unter Verwendung der Betriebssysteme <i>Windows 2000, Windows XP Professional oder Windows 2003 Server</i>, ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich vor der Installation des ifap praxisCENTERS mit der Mindestberechtigung Hauptbenutzer am Betriebssystem anmelden. Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.</p> <p>Bitte legen Sie nun die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Rechners. Anschließend gelangen Sie in den Startbildschirm der CD. Zu der weiteren Installation folgen Sie bitte unter Beachtung der beigefügten Installationsanleitung den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.</p> <p>Sollte der automatische Startbildschirm der CD nicht erscheinen, können Sie die CD auch manuell starten. Wählen Sie dazu bitte Start Ausführen und geben Sie im Feld Öffnen folgenden Pfad ein:</p> <p style="text-align: center;">x:\setup.exe</p> <p>(x:\ ist dabei durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks zu ersetzen)</p>	○
+	<p>Bitte beachten Sie zur Installation des ifap praxisCENTERS die Installationsanleitung für das ifap praxisCENTER, diese finden Sie nach dem Einlegen der ALBIS on WINDOWS-DVD in dem Startbildschirm über den Druckknopf <u>Dokumentationen</u> im Bereich ifap praxisCENTER Dokumentationen.</p>	○
+	<p>Die Installation des ifap praxisCENTERS ist abgeschlossen wenn die automatische Indexerzeugung durchgeführt ist und Sie das Setup mit Fertig stellen verlassen haben.</p>	○
+	<p>Die Arbeitsplatzinstallation des ifap praxisCENTERS erfolgt automatisch nach dem ersten Starten von ALBIS on WINDOWS. Beachten Sie hierzu bitte die beigefügte Installationsanleitung.</p>	○
+	<p>Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen.</p>	○